

SpringFerm™ NAB

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕЙТРАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ БАЗЫ НАПИТКОВ.

SpringFerm™ NAB 100% минеральная добавка для ферментации, разработанная компанией Fermentis для ферментации чистых сахарных сред с дрожжами. Продукт позволяет очень быстро ферментировать “чистые” сахара без каких-либо других добавок и получать совершенно нейтральный конечный продукт. Это ферментационное решение идеально подходит для получения нейтральной спиртовой основы для приготовления различных напитков.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Минералы и Витамины. См. детальный состав на этикетке.

ДОЗИРОВКА: 440г/гл для высокоплотного сусла, содержащего [270 – 300] г “чистого” сахара/литр. Для низкоплотного сусла, свяжитесь для рекомендаций fermentis@lesaffre.com.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Ввиду целевого нейтрального профиля финального продукта, особое внимание должно уделяться стерильности процесса.

Однако, обратите внимание, стерилизация или пастеризация может разрушать витамины, содержащиеся в SpringFerm™ NAB.

- Сначала охладите раствор сахара до 30-35°C, затем добавьте SpringFerm™ NAB. Если возможно, перемешайте раствор в течение 10 минут, для обеспечения однородности, перед внесением дрожжей.
- Дрожжи следует задавать либо непосредственно в бродильный танк (если дрожжи имеют сертификат E2U TM), или регидрировать в отдельной емкости. В этом случае, заполните емкость стерильной водой температурой 32-35°C, из расчета 10 л на 1 кг дрожжей. Внесите дрожжи в емкость и оставьте на 10-15 минут. После этой паузы, аккуратно перемешайте раствор для дальнейшей регидратации дрожжей. Подождите еще 10-15 минут и дрожжевая суспензия готова для внесения.
- При выборе дрожжевого штамма, обратитесь к спецификации для определения температуры брожения.

ВНИМАНИЕ

Ввиду возможного выделения аммиака на стадии смешивания, рекомендуется использовать SpringFerm™ NAB в достаточно открытом/хорошо проветриваемом помещении.

ВЫБОР ДРОЖЖЕЙ: SpringFerm™ NAB должен использоваться совместно с активными сухими дрожжами. Основываясь на испытаниях и исследованиях, мы рекомендуем 3 различных штамма Fermentis: SafSpirit™ HG-1, SafCeno™ BC S103 и SafCeno™ VR 44. Данные штаммы отобраны за их нейтральность, быструю кинетику брожения и устойчивость к высокому осмотическому давлению и уровню алкоголя. Обратитесь к спецификациям для более детальной информации.

ХРАНЕНИЕ: SpringFerm™ NAB необходимо хранить при комнатной температуре (до 25°C) в сухом защищенном от света помещении.

СРОК ГОДНОСТИ: См. окончание срока годности на упаковке. Открытый пакет должен быть запечатан и храниться при комнатной температуре (до 25°C). Использовать его следует в течение месяца после вскрытия. При получении мягкого или поврежденного пакета, не следует его использовать. Если пакет был поврежден Вами, его нужно использовать в течение месяца.